

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO RITENTIVO
WITH SERRATED TIPS

0100-1 Fig. 1
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



0100-1 Pinza dritta per incisivi e canini superiori
Straight extracting forceps for upper incisors and canines



CON PROFILO RITENTIVO
WITH SERRATED TIPS

0100-2 Fig. 2
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



CON PROFILO RITENTIVO
WITH SERRATED TIPS

0100-3 Fig. 3
Incisivi e canini superiori sovrapposti
Overlapping upper incisors and canines



CON PROFILO RITENTIVO
WITH SERRATED TIPS

0100-4 Fig. 4
Incisivi e canini inferiori
Lower incisors and canines



CON PROFILO RITENTIVO
WITH SERRATED TIPS

0100-7 Fig. 7
Premolari superiori
Upper premolars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Estrazione - Extractive



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-8 Fig. 8
Premolari inferiori
Lower premolars



0100-13 Pinza curva per premolari inferiori
Curved extracting forceps for lower premolars



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-13 Fig. 13
Premolari inferiori
Lower premolars



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-18A Fig. 18A
Molari superiori
Upper molars



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-17 Fig. 17
Molari superiori destri
Upper molars, right



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-18 Fig. 18
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-20 Fig. 20
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

0100-21 Fig. 21
Molari inferiori
Lower molars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-19 Fig. 19
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



0100-22R Pinza Routurier per molari inferiori destri
Routurier extracting forceps for lower molars
and third molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-22L Fig. 22L Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, sinistri
Lower molars and third molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-22 Fig. 22
Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-22R Fig. 22R Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, destri
Lower molars and third molars, right